



icoone® tehnologia superioara in mainile tale

Astazi, tehnologia **icoone®** poate fi gasita in cele mai renumite centre de frumuseti si clinici estetice din lume. Intrand in lumea **icoone®** ai acces la o tehnologie avansata si o varietate larga de servicii.

Sistemul **icoone®** este extrem de usor de folosit datorita similitudinilor cu un masaj manual. Oferim training specializat pentru a ne asigura ca fiecare sesiune de tratament este de cea mai inalta calitate si solutiile oferite sunt croite pe necesitatile fiecarui client.

Cu **icoone®** stim ca oferim cea mai buna tehnologie si cele mai bune rezultate.

icoone® beauty care

depozite de grasime localizata / **celulita** / **remodelarea siluetei** / laxitatea pielii / vergeturi / **fermitatea sanilor** / fermitatea fetei, gatului si decolteului / riduri profunde / **linii de expresie**

icoone® health care

fibroza / **edema** / cicatrici / **arsuri** / limfedem / contractii musculare / aponevroza / dureri de gat / tratamentul muschilor inainte / **dupa antrenamentele sportive**

Detalii tehnice

Pompa vacuum: max 850 mbar
Zona tratament Area: Robosolo 80x60mm, Robotwin 65x50mm, Robomini 50x35mm, Robomicro 30x15mm sau 25x7,5mm sau 7x6mm
Durata tratament: min 10 minute
Greutate: 87 kg
Dimensiuni [W x D x H] 95 x 50 x 205 cm (fara aplicatoare montate)
Cerinte electrice: 230 Vac (sau 110 Vac); 50 Hz (sau 60 Hz); Monofazic
Putere: 1600 VA

Valori Icoone

- 1**
Folosirea simultana a ambelor aplicatoare
- 2**
Masaj delicat pentru piele
- 3**
Tehnologia M.M.A.S. pentru rezultate vizibile intr-un timp record
- 4**
Aplicatii pentru domeniul medical
- 5**
Tratamente delicate pentru pielea lasata si sensibila
- 6**
Tehnologie non-invaziva
- 7**
Nu intra in concurenta cu alte aparate de estetica.
- 8**
Tratamente scurte: incepand cu 20 minute.
- 9**
Distributie mondiala a echipamentului.



BeautyMed
successful solution

Beauty Med Solution
Banu Dumitrache 51,
Sector 2, Bucuresti
+ 40 21 322 3064
office@beautymed.ro

www.beautymed.ro



icoone®

O ATINGERE CATRE PERFECTIUNE
HANDMADE BEAUTY



icoone®

HANDMADE BEAUTY

O noua metoda pentru tratarea pielii

icoone® ofera o noua perspectiva extraordinara asupra tesutului conectiv", sustine Prof. Jean-Claude Guimberteau, specialist in chirurgie reparatorie.

Prof.Guimberteau sustine ca tesutul conectiv este alcatuit dintr-o retea infinita de micro vacuole, organizate intr-un tipar haotic si fractal care constituie elementul principal al tesului. Fiecare vacuola are volum, pereti, forma, margini si continut.

Aceasta noua interpretare a tesutului conectiv ca o retea de vacuole sparge barierele traditionale si vine cu metode noi de tratare a patologiilor ce afecteaza tesului subcutanat.

Cercetarea stiintifica impreuna cu inovatia tehnologica a aparatului Icoone permite crearea unei noi directii pentru tratamentul P.E.F. (paniclopatie edematoasa-fibrosclerotica) cunoscuta si sub termenul de celulita, atat din punct de vedere medical (edema, fibroza) cat si estetic (reducerea depozitelor de grasime localizata si tratarea laxitatii pielii) oferind un rezultat extraordinar si in cele mai dificile cazuri.


Icoone®

icoone® este un aparat patentat si are un set de aplicatoare cu role motorizate, echipate cu orificii speciale menite sa produca **Stimularea Multi Micro Alveolara (MMAS)**.

Datorita actiunii mecanice si aspiratiei fractionate generate de role, pielea primeste 1180 micro stimulatii pe dm². Micro alveolele incorporate in vacuum stimuleaza vacuolele din tesut, asigurandu-se astfel un tratament uniform si precis.

Combinarea micro stimulatiilor produse de role si aspiratia generata central de aplicator asigura si tratarea tesutului mai gros fara a se afecta epiderma.

Acest tratament revolutionar, fara durere si non-invaziv, ofera pielii un "antrenament" care trateaza celulita si elimina grasimea, in timp ce stimuleaza fibroblastele sa produca elastina si collagen nou. **Tehnologia Icoone** ofera rezultate exceptionale tesutului cutanat, tonifiindu-l si oferindu-i fermitate si in cele mai dificile cazuri.



Tehnologie adaptata

Icoone poate fi configurat dupa necesitatile si cerintele centrului de frumusetate pentru a oferi cele mai bune rezultate faciale si corporale in domeniul estetic si terapeutic.

Robotwins ○○ _____

Cu sistemul icoone, cele 2 aplicatoare Robotwins pot fi utilizate simultan pentru tratamentul intregului corp. Masajul generat instaleaza in intregul corp o stare generala de bine oferind in acelasi timp rezultate exceptionale pe tonifiere, celulita si grosime intr-un timp record.



Robosolo ○○ _____

Anumite programe de tratament sunt mai eficiente cu aplicatorul Robosolo. Acesta produce un tratament energetic si gentil in acelasi timp, facilitand masajul natural si usor pe zonele extinse: picioare sau fese.



Robomini ○○ _____

icoone este echipat cu cel mai mic aplicator motorizat din lume. Robomini este creat pentru a fi folosit pe zonele mici ale fetei si corpului. Masajul delicat ofera o atingere usoara si precisa.



Robomicro ○○ _____

Setul de aplicatoare este completat de Robomicro. Echipat cu 3 micro-capete interschimbabile, fiecare cu propria sa geometrie unica, care trateaza zonele delicate ale fetei si corpului cu mare precizie si miscari amonioase.



Display ○○ _____

Display-ul icoone foloseste tehnologia ecranului tactil ce faciliteaza accesul la programe si schimbarea parametrilor de lucru instant.

